



A Fisioterapia e a Terapia Ocupacional são profissões de nível superior da área da Saúde com capacidade de atuação em primeiros socorros.



SISTEMA COFFITO/CREFITOS

Sistema do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CAMPANHA NACIONAL DE SOCORRO BÁSICO  
Sua atitude pode salvar uma vida

*“É atividade privativa do Fisioterapeuta executar métodos e técnicas fisioterápicos com a finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade física do ciente.”  
(Art. 3º do Decreto-Lei 938/69)*

**Movimente-se,  
caminhe,  
faça atividades  
físicas!  
Sempre procure um  
FISIOTERAPEUTA  
para orientações!**

**Supervisão técnica:  
Dr. Adgildo dos Santos Pereira**  
Crefito3 74129-F

## Orientações para o uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático)

Em uma situação de emergência, qualquer segundo pode fazer a diferença!



Apoio:



SISTEMA COFFITO/CREFITOS

Sistema do Conselho Federal e Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

**Compartilhe esta cartilha de ações básicas em primeiros socorros.**

**SB**  
**5**

# SIGA ESTAS SIMPLES ORIENTAÇÕES



O Desfibrilador Externo Automático (DEA) é um aparelho portátil que avalia a atividade elétrica do coração e determina a necessidade ou não da aplicação de choque na vítima. Quando o choque é indicado, o aparelho carrega automaticamente, cabendo ao operador apenas pressionar o botão de choque.

**QUALQUER PESSOA COM TREINAMENTO (INDEPENDENTE DELA SER DA AÉREA DA SAÚDE) PODE APLICAR O DEA.**

Posicione o DEA próximo da vítima para fácil manuseio e operação por outros socorristas e ligue o aparelho. O aparelho só funciona em pessoas que estão inconscientes e sem respirar. Se você aplicá-lo em uma pessoa consciente e respirando, ele não funcionará.



# E AJUDE A SALVAR UMA VIDA.


**OUÇA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO DEA! NÃO PERMITA QUE TOQUEM NA VÍTIMA DURANTE A ANÁLISE DO RITMO.**

O DEA fará a análise para saber se é necessário aplicar o choque.



**SE O DEA INDICAR CHOQUE**


Confirme que não há ninguém tocando a vítima e avise que vai apertar o botão de choque.



## CUIDADOS ANTES DE APLICAR AS PÁS

**A VÍTIMA DEVE ESTAR EM UMA SUPERFÍCIE SECA, NO MÁXIMO ÚMIDA, E O TÓRAX EXPOSTO.**

O peito deve estar seco, pelos, adesivos medicamentosos e objetos no peito, como correntes, devem ser retirados.



Aplique as pás adesivas (eletrodos) no tórax da vítima.

**EM CRIANÇAS COM ATÉ 25KG DEVEM SER UTILIZADAS PÁS PEDIÁTRICAS QUE TEM DE SER POSICIONADAS NO MEIO DO TÓRAX E NO MEIO DAS COSTAS.**



## ATENÇÃO!

**Caso a vítima NÃO ACORDE e continue SEM RESPIRAR após o choque: Inicie as compressões torácicas até uma nova análise do DEA. Se após o choque a vítima acordar ou voltar a respirar NÃO DESLIGUE O DEA E NÃO RETIRE AS PÁS!!!**

**SE O CHOQUE NÃO FOR INDICADO**

Reinicie as compressões torácicas até uma nova análise do DEA.

